



EVO

Pensar na beleza como ela é

Nascemos com o propósito de reimaginar a abordagem da estética, onde o paciente busca os melhores resultados para potencializar sua beleza natural e individualizada, sem exageros.

Para isso, trazemos um portfólio completo e inovador, com o objetivo de oferecer conveniência e agilidade.

**Chegamos para pensar na beleza
como ela realmente é: sem exageros.**



EVOFILL EVER


O PRIMEIRO BIO-IMPLANTE ABSORVÍVEL



CARACTERÍSTICAS	EVO FILL EVER
ÁCIDO HIALURÔNICO	20mg/ml
LIDOCAÍNA	0,3%
APRESENTAÇÃO	1mL
DISPOSITIVO	CÂNULA 20G X 40MM
AGENTE RETICULADOR	DVS (RETICULAÇÃO COMPLETA)
RESIDUAL DE DVS	NÃO DETECTÁVEL
CARACTERÍSTICA REOLÓGICA	ALTÍSSIMA VISCOSIDADE E COESIVIDADE
VISCOSIDADE	11.000.000 CENTIPOISE (cP)
EFEITO	LIFTING E PROJEÇÃO
SEGURANÇA	BIOCOMPATÍVEL E BIODEGRADÁVEL

- ✓ Elevada coesão
- ✓ Tamanho de partícula reduzido
- ✓ Elevada viscosidade
- ✓ Reticulação completa
- ✓ Mais segurança e eficácia

TECNOLOGIA PATENTEADA MDM FILLER®



CROSSLINK FEITO COM DVS GARANTINDO UM PRODUTO SEM CADEIAS PENDENTES E LIGADO DE FORMA COMPLETA.



Viscosidade: 11.000.000 cP

PREENCHEDORES EVOFILL


A NOVA ERA DE PREENCHEDORES DE RETICULAÇÃO COMPLETA

- ✓ Preenchimento de linhas e rugas
- ✓ Contorno e lifting
- ✓ Rápidos e refinados
- ✓ Seguros e duradouros
- ✓ Restauração ou criação de volumes naturais




TECNOLOGIA PATENTEADA MDM FILLER®

Produtos seguros, sem pontes pendentes de DVS (totalmente reticulado) e de longa duração.



GRAUS DE RETICULAÇÃO



APRESENTAÇÃO Seringa de 1mL com 0,3% de lidocaína
CONCENTRAÇÃO 20mg/mL
DISPOSITIVO Cânula 22G x 40mm

EVOPDRN³

A EVOLUÇÃO EM REGENERAÇÃO CELULAR E TECIDUAL



TRIPLA SINERGIA DE ATIVOS:

ÁCIDO HIALURÔNICO DE ALTO PESO MOLECULAR **60mg**
 POLYDEOXYRIBONUCLEOTÍDEO **15mg**
 NIACINAMIDA **3mg**


ALTA CONCENTRAÇÃO DE PDRN
MELHOR COMPOSIÇÃO
MAIS VERSATILIDADE



CX. COM 5 UNIDADES X 3mL

EVOTHREAD

O USO DOS FIOS COMO VOCÊ NUNCA VIU



EVO CONNECT

PLATAFORMA EXCLUSIVA COM MAIS DE **60 TÉCNICAS E ATUALIZAÇÕES SOBRE FIOS DE SUSTENTAÇÃO**



1. LISO



	DISPOSITIVO	GAUGE DO DISPOSITIVO	TAMANHO DO DISPOSITIVO	TAMANHO DO FIO	USP
1.01	AGULHA	30G	12MM	15MM	6-0
1.02	AGULHA	30G	25MM	30MM	6-0
1.03	AGULHA	29G	30MM	40MM	6-0
1.04	AGULHA	27G	38MM	50MM	5-0
1.05	AGULHA	27G	50MM	70MM	5-0
1.06	CÂNULA C	30G	25MM	30MM	6-0
1.07	CÂNULA C	30G	38MM	50MM	6-0

2. PARAFUSO



	DISPOSITIVO	GAUGE DO DISPOSITIVO	TAMANHO DO DISPOSITIVO	TAMANHO DO FIO	USP
2.01	AGULHA	27G	38MM	50MM	5-0
2.02	AGULHA	27G	60MM	90MM	5-0

3. HYDRA



	DISPOSITIVO	GAUGE DO DISPOSITIVO	TAMANHO DO DISPOSITIVO	TAMANHO DO FIO	USP
3.01	CÂNULA L	21G	38MM	50MM	4-0
3.02	CÂNULA L	21G	60MM	80MM	4-0

4. MOLA



	DISPOSITIVO	GAUGE DO DISPOSITIVO	TAMANHO DO DISPOSITIVO	TAMANHO DO FIO	USP
4.01	CÂNULA L	27G	50MM	220MM	5-0
4.02	CÂNULA L	21G	60MM	340MM	4-0

5. ESPICULADO



	DISPOSITIVO	GAUGE DO DISPOSITIVO	TAMANHO DO DISPOSITIVO	TAMANHO DO FIO	USP
5.01	CÂNULA L	19G	38MM	50MM	2
5.02	CÂNULA L	19G	70MM	150MM	0
5.03	CÂNULA L	19G	100MM	160MM	0
5.04	CÂNULA L	19G	100MM	170MM	2-0
5.05	CÂNULA L	18G	100MM	160MM	2

6. MOLDADO



	DISPOSITIVO	GAUGE DO DISPOSITIVO	TAMANHO DO DISPOSITIVO	TAMANHO DO FIO	USP
6.01	CÂNULA L	19G	70MM	150MM	2
6.02	CÂNULA L	19G	100MM	200MM	2

EVOSCULPT

PRECISÃO, PERFORMANCE E SINERGIA



**BIOESTIMULADOR
HIDROXIAPATITA DE CÁLCIO**
SERINGA DE 1mL

- Concentração de CaHA - **30%**
- Melhor **controle de qualidade**: partículas entre 30 a 40 micra
- Agente carreador - **carboximetilcelulose de alto peso molecular**
- Resultados precisos
- **Facilidade no cálculo de diluição do produto**

EVOCUBE³

A EVOLUÇÃO NA ENTREGA DE ATIVOS ATRAVÉS DO CARREAMENTO TRIPLO DE AH

MECANISMO DE AÇÃO

Ácido Hialurônico não-reticulado + Tocoferol



Solução isotônica Pronto para uso Não alergênico

EVOCUBE³ Eye Contour Rejuvenation

Indicação

Facilita a drenagem, hidrata e suaviza o contorno dos olhos.

Ativos

Cafeína 0,75%;
Silício Orgânico 0,60%;
Troloxrutina 0,010%;
AH CUBE³® 0,2%;
Extrato de Alcachofra 0,010%.

EVOCUBE³ Tranex Clarify

Indicação

Despigmentante, uniformiza o tom da pele, antienvelhecimento e antioxidante.

Ativos

Ácido tranexâmico 5%;
Ácido Kójico 1%;
Ácido ascórbico 5%;
AH CUBE³® 0,5%;
Niacinamida 1%;
Glutathione 0,1%;
Troloxrutina 0,1%.

EVOCUBE³ New Hyaluronidase 1500 UI

Indicação

Celulite.

Ativos

Manitol 2%;
Hialuronidase 0,30%;
AH Cube 3® 0,01%.

EVOCUBE³ Hair Growth Pro

Indicação

Alopécias e efêlúvio telógeno.

Ativos

Ginkgo Biloba 0,100%;
Panteno 4,5%;
Silanol Orgânico 1,0%;
Curcuma 1,0%;
Manitol 1,0%;
Cegaba 0,25%;
Vit-Complex 1%;
AH CUBE³® 0,5%;
Asian Spark Extrato 0,7%;
Fatores de Crescimento.

EVOCUBE³ Facial Slimming

Indicação

Reduz a lipogênese e a adipogênese. Aumenta a lipólise.

Ativos

Ampelopsina,
Dihydromyricetin 0,73%;
Manitol 3,5%.

EVOCUBE³ Body Sculpting

Indicação

Tratamento de gordura localizada e reduz as celulites.

Ativos

Fosfatidilcolina 2,988%;
Desoxicolato 2%

EVOPRP

EXCELÊNCIA EM CONCENTRAÇÃO PLAQUETÁRIA



TECNOLOGIA DE TERAPIA
CELULAR AUTÓLOGA

LÍDER MUNDIAL EM PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP)
TECNOLOGIA PATENTEADA COM MELHOR CONTEÚDO CELULAR

- **Concentração plaquetária:** entre 3 a 5x / valor basal
- Baixo volume de plasma
- **88% de viabilidade plaquetária**
- Gel separador exclusivo

EVOCANNULA

MICROCÂNULA DE ALTA QUALIDADE

EVONEEDLE

MAIOR SEGURANÇA E MELHORES RESULTADOS



EVO

Pensar na beleza como ela é



 (11) 5108-0277

 contato@evopharma.com.br